

PAKIET

ŚRODKI OPATRUNKOWE STOSOWANE W PROFILAKTYCE I LECZENIU ODLEŻYN - OFERTA KOMPLEKSOWA

1	2.	3	4	5	6	7	8	9
L.p.	ARTYKUŁ / opis /	NAZWA HANDL.	J.m.	ILOŚĆ	CENA JEDN. netto	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
							% PLN	
1	Opatrunek z alginianów wapnia , zapewnia oczyszczanie ran, / w tym głębokich / , przekształca się w wilgotny żel , przyspiesza powstanie ziarniny, nie przywiera do powierzchni rany , umożliwia bezbolesne zmiany opatrunków. W opakowaniach jałowych po 1 szt. / 5cm x 5 cm/ a 10 szt. w kartoniku	Sorbalgon	szt.	30				
2	Opatrunek - / opis jak wyżej - p. 1. / / 10 cm x 10 cm / a 10 szt. w kartoniku	Sorbalgon	szt.	30				
3	Opatrunek z brzegiem klejącym - przezroczysty opatrunek hydrożelowy, przyspiesza proces ziarninowania, zatrzymuje drobnoustroje w strukturze żelu, łatwy do zdejmowania bez przywierania do rany , w opakowaniach jałowych po 1 szt. wielkość samego opatrunku - 3,8 cm x 2,5 cm. wielkość opatrunku z brzegiem klejącym / 6,5 cm x 4,5 cm / a 5 szt. w kartoniku	Hydrosorb Comfort	szt.	10				
4	Opatrunek z brzegiem klejącym - / opis jak wyżej - p. 3. / wielkość samego opatrunku - 6,8 cm x 4cm. wielkość opatrunku z brzegiem klejącym / 10 cm x 7,5 cm / a 5 szt. w kartoniku	Hydrosorb Comfort	szt.	10				
5	Opatrunek z brzegiem klejącym - / opis jak wyżej - p. 3. / wielkość samego opatrunku - 8 cm x 8cm. wielkość opatrunku z brzegiem klejącym / 12,5 cm x 12,5 cm / a 5 szt. w kartoniku	Hydrosorb Comfort	szt.	10				
6	Opatrunek przezroczysty , samoprzylepny z folii poliuretanowej , chroni ranę przed wtórnym zakażeniem , przepuszcza parę wodną i tlen, dopasowuje się do kształtów ciała , łatwo i bezboleśnie zdejmuje się , wodoodporny. W opakowaniach jałowych po 1 szt. / 6 cm x 7 cm / a 10 szt. w kartoniku	Hydrofilm	szt.	20				

7	Opatrunek przezroczysty. / opis jak wyżej - p.6 / / 10 cm x 15 cm / a 50 szt. w kartoniku	Hydrofilm	szt.	100				
8	Opatrunek przezroczysty. / opis jak wyżej - p.6 / / 12 cm x 25 cm / a 25 szt. w kartoniku	Hydrofilm	szt.	50				
9	Opatrunek przezroczysty - z warstwą chłonną z folii poliuretanowej , samoprzylepny , dobrze chłonie wydzielinę ,folia przepuszcza parę wodną i tlen , dopasowuje się do kształtów ciała , wodoodporny. W opakowaniach jałowych po 1 szt. / 5 cm x 7,2 cm / a 5 szt. w kartoniku	Hydrofilm plus	szt.	10				
10	Opatrunek przezroczysty z warstwą chłonną./opis jak wyżej p.9/ / 9 cm x 15 cm / a 25 szt. w kartoniku	Hydrofilm plus	szt.	50				
11	Opatrunek przezroczysty z warstwą chłonną./opis jak wyżej p.9/ / 10 cm x 20 cm / a 25 szt. w kartoniku	Hydrofilm plus	szt.	50				
12	Opatrunek samoprzylepny do rany pooperacyjnej , do jałowego opatrzywania drobnych skaleczeń, mikrosiatka hydrofobowa ułatwia szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej , przepuszcza parę wodną i powietrze. Nie wywołuje podrażnień skóry dzięki zastosowaniu kleju akrylowego. W opakow. jałowych po 1szt. wielkość samego opatrunku - 4 cm x 2,5 cm wielkość opatrunku z brzegiem klejącym / 7,2 cm x 5 cm / a 50 szt.w kartoniku	Cosmopor E	szt.	100				
13	Opatrunek samoprzylepny. / opis jak wyżej p.12. / wielkość samego opatrunku - 6,5 cm x 3,8 cm wielkość opatrunku z brzegiem klejącym / 10 cm x 8 cm / a 25 szt.w kartoniku	Cosmopor E	szt.	50				
14	Opatrunek samoprzylepny. / opis jak wyżej p.12. / wielkość samego opatrunku - 16,2 cm x 3,8 cm wielkość opatrunku z brzegiem klejącym/ 20 cm x 8 cm / a 25 szt. w kartoniku	Cosmopor E	szt.	250				
15	Opatrunek samoprzylepny. / opis jak wyżej p.12. / wielkość samego opatrunku - 20,7 cm x 5,5 cm wielkość opatrunku z brzegiem klejącym / 25 cm x 10 cm / a 25 szt.w kartoniku	Cosmopor E	szt.	50				
16	Opatrunek antybakteryjny z maścią , zawierający jony srebra 10 cm x 20 cm a 10 szt w kartoniku	Atrauman AG	szt.	200				

17	Opatrunek do ran sączących i zakażonych aktywowany płynem Ringera, gotowy do użycia Do ran przewlekłych z martwicą. Dzięki aktywacji martwica rany ulega rozpuszczeniu, przepłukaniu i oczyszczeniu. Zmiana opatrunku co 24 godziny. Opatrunek zapobiega wysychaniu rany. Od zewnątrz pokryty warstwą wodoodporną. Przyspiesza gojenie/wzrost komórek/ 10 cm x 10cm a 10 szt. w kartoniku	TenderWet 24	szt.	30				
18	Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy służący do opatrywania przewlekłych ran 7,5 cm x 7,5 cm x 10 szt	Hydrocoll	szt.	40				
19	Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy służący do opatrywania przewlekłych ran 10cm x 10cm x 10 szt	Hydrocoll	szt.	150				
20	Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran zamiast nici chirurgicznych, paski wielkości, rozmiar 6 mm x 101 mm (50x2x5)	Omnistrip	op.	4				
21	Hypolalergiczny plaster z opatrunkiem wykonany z elastycznej błony półprzepuszczalnej, wodoodporny, 20 sztuk w 3 rozmiarach	Dermaplast Aqua	op.	100				
22	Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej o dużych oczkach impregnowanej neutralną maścią na bazie parafiny. Rozmiar 10 cm x10 cm x 10 szt.	Grasolind	op.	100				
RAZEM :								

UWAGA : Dopuszcza się wahania rozmiarów + - 5%